



## Fabricant et représentant dans l'Union Européenne

VBI - Inspire Protection

Imp. Hélène Boucher, ZA Les Béluzes - 42720 Pouilly Sous Charlieu - FRANCE  
+33(0)4 77 72 54 66 - bonjour@inspire-protection.fr

**Examen UE de Type réalisé par :** APAVE SUDEUROPE SAS

CS60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - France

**Contrôle de fabrication réalisé par :** QUINTIN Certifications

(n°2927) 825 Route de Romans - 38160 St-Antoine-l'Abbaye - France



Demi-masque filtrant contre les particules EN149 : 2001 + A1 : 2009

Conformes au règlement PPE 2016/425 -

EPI de catégorie III

**AVERTISSEMENT - A lire et à comprendre avant tout usage.**

Le masque respiratoire à usage unique que vous avez acquis est destiné à vous protéger contre les particules et les aérosols solides et liquides, ainsi que les fibres non toxiques. Un masque certifié selon EN149 : 2001 + A1 : 2009 est obligatoirement classé selon trois catégories FFP1 - FFP2 ou FFP3. Seul le marquage sur le masque peut vous indiquer de manière certaine la classe de protection du masque.

1. Vous ne devez pas utiliser ce masque de protection respiratoire sans avoir préalablement défini le milieu dans lequel vous allez évoluer afin de préciser spécifiquement qu'il va correspondre à votre besoin. En cas de non-respect de cette consigne vous pouvez mettre en danger votre santé, voire votre vie.

N'hésitez jamais à faire appel à un professionnel (responsable de la sécurité au travail - médecin du travail par exemple) pour vous aider à définir la protection dont vous avez besoin.

2. Le non-respect des présentes consignes peut également engager votre santé. Merci de les respecter scrupuleusement.

3. Ce masque ne fournit pas d'oxygène, vous devez l'utiliser dans un endroit suffisamment ventilé. Si la teneur de l'air en oxygène est inférieure à 17%, vous allez rapidement ressentir des vertiges, des difficultés à respirer ou des étourdissements. Il est obligatoire alors de retourner dans un endroit bien aéré afin d'éviter des maux plus aigus.

4. Ne jamais utiliser ce masque si vous ne connaissez pas avec précision la nature des toxiques que vous êtes susceptibles de rencontrer. Ne l'utilisez pas notamment si vous êtes confrontés à des produits ou des atmosphères explosifs. Ce masque ne protège pas contre les gaz et les vapeurs.

5. Le masque s'adapte moins bien aux personnes portant la barbe ; en effet, il sera difficile d'obtenir une étanchéité avec la présence de pilosité faciale, notamment au niveau des bordures du masque. Redoublez de vigilance lors de l'adaptation sur votre visage afin de valider qu'il n'est pas possible de respirer de l'air qui n'a pas été filtré préalablement par le masque. Référez-vous aux instructions de mise en place ci-dessous.

6. Le masque 2130 FFP3 NR est plus adapté pour les visages de taille moyenne. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les dimensions du visage recommandées. Le bon ajustement du masque étant variable d'une personne à l'autre, veuillez vous assurer de la bonne étanchéité avant l'utilisation. Référez-vous aux instructions de mise en place ci-dessous.

7. Ne tentez jamais de modifier ce masque qui a été conçu et certifié pour votre sécurité. (ex : ne changez pas les élastiques, n'inscrivez rien sur le masque, ne changez pas la barrette, etc.)

8. Ce masque est à usage unique (marquage NR sur le masque : Non Réutilisable). Après au maximum 8 heures d'utilisation continue, détrousser-le. Aucune opération de maintenance ne peut lui permettre de recouvrir ses capacités de protection après usage. Le lavage du masque est inutile et peut même être dangereux pour vous. Ne remettez pas sur votre visage un masque usagé (même pour une durée inférieure à 8 heures) qui a déjà été retiré. Retirez-le également dès que vous ressentez des difficultés à respirer (essoufflements, maux de tête), quelle que soit la durée de port.

9. Conservez vos masques dans une humidité maximale de 70 % à une température comprise entre -25°C et +40°C, afin de lui conserver toutes ses caractéristiques. Après la date limite de fin de la durée de stockage sur l'emballage ainsi que sur l'EPI (Inscription EXP AAAA/MM sur le masque), veuillez considérer que ce masque comme périmé, ne pouvant plus être utilisé sans risque, et détrousser-le.

10. En tout état de cause et malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce masque de protection respiratoire, il appartient au seul utilisateur (et en aucun cas au fabricant) de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'utilisation. Le fabricant ne peut en aucun cas garantir une durée d'utilisation précise compte tenu de l'absence de connaissance sur le milieu dans lequel le masque aura été entreposé depuis sa sortie d'usine et des caractéristiques du milieu dans lequel il va être utilisé (température, pression, hygrométrie, concentration en particules à filtrer, morphologie de l'utilisateur, efforts physiques réalisés etc.).

11. Ce masque ne vous protégera correctement que si vous suivez scrupuleusement ces recommandations ainsi que les modalités d'usage décrites ci-après :



Référence	Classe
2120L	FFP2 NR
2130	FFP3NR

**MISE EN PLACE DU MASQUE**

Vérifiez la présence de la barrette nasale, assurez-vous que la barrette nasale ne perce pas le média filtrant et vérifiez que les deux élastiques sont bien positionnés et soudés.

Prenez un masque et ouvrez les 2 pans. Préformez la barrette nasale en utilisant le pouce et l'index. Attrapez les deux lanières élastiques dans une main et la masque dans l'autre main, agrandissez-les élastiques sans trop tirer cependant, et passez-les derrière le crâne. L'élastique du bas doit être descendu jusqu'au dessous des oreilles sur la nuque et l'élastique du haut doit être positionné sur le sommet du crâne, au-dessus des oreilles.

Ajustez le masque sur le visage en faisant en sorte de placer la barrette nasale contre la paroi du nez et le bas du masque sous le menton. Avec un pouce et un index, poursuivez la déformation de la barrette pour qu'elle s'ajuste parfaitement au nez et qu'elle ne laisse pas passer l'air entre le masque et le visage. Prenez ensuite le temps d'ajuster tout le périmètre du masque à chaque contour de votre visage afin de vous assurer qu'aucun passage d'air non filtré ne puisse subsister. Vous pouvez vous aider de la lanière en bas du masque pour bien le positionner sous votre menton. Si l'étanchéité du masque sur le visage n'est pas optimale, il est possible d'ajuster les élastiques en réalisant un noeud permettant une bonne étanchéité du masque sur le visage. De la précaution prise à ce niveau de l'ajustement du masque dépendra son efficacité réelle et donc la santé de l'utilisateur. Merci d'y prêter une attention majeure.

N'hésitez pas à revoyer l'ajustement des lanières élastiques le cas échéant. Ces masques ont été conçus pour permettre le port de lunettes : nous recommandons que les lunettes soient placées par-dessus le masque, au niveau de la barrette nasale.

En dernier lieu, placez vos mains sur les contours du masque et expirez. Si vous ne sentez pas d'air en réalisant ce geste, alors votre masque est bien positionné, vous pouvez commencer son utilisation. Si vous sentez de l'air passer sur les contours, recommencez l'ajustement selon la méthode ci-dessous une seule et unique fois. Si vous ne parvenez pas à obtenir une étanchéité, retirez le masque, et jetez-le.

**QUAND JETER VOTRE MASQUE ?**

Après toute utilisation (fin de poste, retrait du masque, démonstration de mise en place, etc.)

Si vous constatez des défauts sur le masque (ex : barrette nasale non soudée ou qui perce la matière, élastiques défectueux ou manquant, contours du masque non soudés, marquage non conforme)

Si vous ne parvenez pas à obtenir une étanchéité après deux essais maximum

Si vous ressentez des vertiges, essoufflements, étourdissements, maux de tête ou autre maux plus aigus pendant le port du masque

Si un défaut du masque apparaît pendant le port (ex : élastique qui lâche)


**Signification des pictogrammes de l'emballage**

Fin de durée de stockage Format AAAA/MM Gamme de température des conditions de stockage Date de fabrication Format AAAA/MM

REF Référence du produit Date de fabrication Format AAAA/MM LOT Numéro de lot de fabrication

Les indications de fabrication jj/mm/aa hh:mm sont précisées sur chaque masque

Notice 3plans 7langues ed 3.12/2022



**European Union manufacturer and representative**

VBI - Inspire Protection

Imp Hélène Boucher - ZA Les Béluzes - 42720 Pouilly /s-Charlieu- FRANCE

+33(0)4 77 72 54 66 - bonjour@inspire-protection.fr




**EU Type examination carried out by :** APAVE SUDEUROPE SAS -

CS60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - France

**Manufacturing inspection carried out by :** QUINTIN Certifications

(n°2927) 825 Route de Romans - 38160 St-Antoine-l'Abbaye - France



Filtering half masks to protect against particles EN149 : 2001 + A1 : 2009

In compliance with PPE regulation 2016/425

EU declarations of conformity available at : www.inspire-protection.fr/declarations-de-conformite/

Category III PPE

**WARNING - This notice must be read and understood before using equipment.**

The purpose of the single-use respiratory mask that you have acquired is to protect you against solid and liquid particles, as well as non-toxic fibers. A mask certified EN149 : 2001 + A1 : 2009 must be classified in one of three classes FFP1 - FFP2 or FFP3. Only the marking on the mask indicates with certainty the class of protection of the mask.

1. You must not use this respiratory mask without first defining the environment where you will be using it so as to validate whether it specifically corresponds to your requirements. Should these instructions not be complied with, you may be putting your health, or even your life, at risk. Do not hesitate to call upon a professional (e.g., a safety officer or occupational physician) to help you define the protection you require.

2. Not respecting the instructions herein may compromise your health. Please respect them carefully.

3. As this mask does not have an oxygen supply, you must use it in a sufficiently ventilated area. If the oxygen level is less than 17%, you will rapidly experience dizziness and breathing difficulties. It is imperative to return to a well-ventilated area in order to avoid more acute symptoms.

4. Never use this mask if you do not know the precise nature of the toxic materials you may come into contact with. In particular, do not use it if you are in an area containing explosive products or atmospheres. This mask does not protect against gases and fumes.

5. The mask's protection is less effective when worn over a beard. Facial hair makes it difficult to ensure that it is impossible to breathe in air which has not been filtered through the mask. Please refer to the below instructions before use.

6. 2130 FFP3 NR mask fits better on medium faces. Please consult the below size table for face dimensions recommendations. The right fit of the mask can vary from one user to another, so please carefully adjust to guarantee proper seal on the face before use. Please refer to the below instructions before use.

7. Never attempt to modify the mask which has been designed and certified for your safety (e.g. do not change the elastic straps, do not write on the mask, do not change the clip etc.)


8. This mask is for single use (the marking NR on the mask : Not Re-usable). After a maximum 8 hours of continuous use, destroy it. No maintenance operation will enable it to recover its protective capacities after use. Washing the mask is pointless and may even be dangerous for you. Do not put back on your face a mask which has been used (even for less than 8 hours) and taken off. Remove it also if you have difficulty breathing (breathlessness, headache), regardless of how long you have been wearing it.

9. Keep your masks in a place where the maximum humidity is 70% at a temperature between -25°C and +40°C, so as to maintain its characteristics. After x years following the date of manufacture (see manufacture date and use-by date on the packaging as well as on the PPE (label EXP YYYY/MM on the mask)), please consider the mask to be out-of-date, it can no longer be safely used, and destroy it.

10. In any case and in spite of all the care taken during the manufacture of this respiratory protection mask, it is the responsibility of the user alone (and in no case of that of the manufacturer) to ensure the adequacy of the mask with the characteristics of the environment where it is used. The manufacturer shall, in no case, guarantee any specific length of life for the mask, due to their lack of knowledge of the environment where the mask has been stored after leaving the factory and of the environment where it will be used (temperature, pressure, hygrometry, particle concentration to be filtered, user's morphology, physical effort etc.)

11. This mask shall protect you correctly only if you have carefully followed these recommendations as well as the instructions for use outlined hereafter:

Facial dimensions



**HOW TO USE THE MASK**

Check that the nose clip is present and that it does not pierce the filter. Check that there are two elastic straps properly sealed to the mask. Hold the mask and open the two folds. Shape the nose clip using your thumb and index fingers. With the other hand, take hold of the two elastic straps, stretch and pass them behind your head. The lower strap needs to be positioned under your ears, and the upper strap needs to be placed on top of your cranium, above your ears.

Take hold of the second strap and pass it over the top of your head and place it above your ears.

Adjust the mask on your face, placing the nose clip against your nose. Using your thumb and index finger, pinch the nose clip so that it is snug over your nose and does not let any air come between the mask and your face.

Take the time to fit the edges of the mask to every contour of your face so that no unfiltered air can pass under it. If the mask is not sufficiently airtight you can shorten the elastic straps by tying a knot in them to make the mask airtight. The care you take at this stage will determine the real effectiveness of the mask and therefore the user's health.

Please pay the utmost attention to putting the mask on correctly.

Do not hesitate to adjust the elastic straps if necessary. These masks have been designed to allow the wearing of glasses : we recommend that the glasses are placed over the mask at the level of the nose clip.

Finally, place your hands on the edges of the mask and breathe out. If you feel no air, then your mask has been fitted properly and you can start using it. If you feel air coming out the edges, re-adjust using the method described above one time only. If you do not manage to make the mask airtight, remove it and dispose of it.

**WHEN TO DISPOSE OF YOUR MASK?**

After any use (end of shift, removal of mask, demonstration of how to fit mask etc.)


If you notice any defects in the mask (e.g. the nose clip is not attached or has pierced the fabric, defective or missing elastic straps, mask edges not welded together properly, non-conform marking)

If you do not manage to make the mask airtight after a maximum of two attempts

If you experience dizziness, breathlessness, headaches or any other more acute symptoms while wearing the mask

If a defect occurs while you are wearing the mask (e.g. the elastic gives)

**Meaning of the pictograms on packaging**



Manufacturing details DD/MM/YY HH:MM are specified on each mask




**Fabrikant en vertegenwoordiger in de Europese Unie**

VBI - Inspire Protection

Imp. Hélène Boucher, ZA Les Béluzes - 42720 Pouilly Sous Charlieu - FRANCE

+33(0)4 77 72 54 66 - bonjour@inspire-protection.fr




**EU-typeonderzoek door :** APAVE SUDEUROPE SAS

CS60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - France

**Fabricagecontrole verricht door :** QUINTIN Certifications (n°2927) 825

Route de Romans - 38160 St-Antoine-l'Abbaye - France



**Esame UE del Tipo realizzati da:** APAVE SUDEUROPE SAS

CS60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - France

**Controllo di produzione in fabbrica realizzati da:** QUINTIN Certifications (n°2927) 825 Route de Romans - 38160 St-Antoine-l'Abbaye - France


Mezza maschera filtrante contro particelle EN149 : 2001 + A1 : 2009

Conforme al regolamento EPI 2016/425, Dichiarazione di conformità UE disponibile su : www.inspire-protection.fr/declarations-de-conformite/

DPI di III categoria

**Istruzioni - Leggere e capire prima dell'uso.**

La mascherina ad utilizzazione unica che avete acquistato è destinata a proteggervi dalle particelle solide e liquide, nonché dalle fibre non tossiche. Una mascherina certificata EN149 : 2001 + A1 : 2009 è obbligatoriamente classificata secondo tre categorie FFP1 - FFP2 oppure FFP3. La marcatura sulla mascherina vi indica con certezza il suo grado di protezione.

**1.** Non dovete utilizzare questa mascherina di protezione respiratoria senza aver definito dappri la l'ambiente nel quale verrà utilizzata ed assicuravi che corrisponda ai vostri bisogni. Nel caso in cui tale istruzione non sarà rispettata rischiate di mettere in pericolo la vostra salute, o la vostra vita. Non esitate a chiedere consiglio ad un professionista (responsabile della sicurezza del lavoro, per esempio il medico del lavoro) affinché vi aiuti a definire il tipo di protezione di cui avete bisogno.

**2.** Se le presenti istruzioni non vengono rispettate potete mettere in pericolo la vostra salute. Vi preghiamo di rispettarle scrupolosamente.

**3.** Tale mascherina non fornisce ossigeno deve quindi essere utilizzata in un ambiente sufficientemente ventilato. Se il tenore dell'ossigeno nell'aria è inferiore al 17%, avrete, in breve tempo, vertigini, difficoltà respiratorie o capogiri. Per evitare mali più gravi, dovete obbligatoriamente tornare in una zona ben ventilata.

**4.** Non utilizzare mai questa mascherina se non conoscete con precisione la natura dei prodotti tossici ai quali sarete confrontati. Non dev'essere utilizzata in caso di presenza di prodotti o atmosfere esplosive. Questa mascherina non protegge contro i gas e i vapori.

**5.** La mascherina si adatta con difficoltà alle persone che hanno una barba ; in effetti, sarà difficile ottenere una buona aderenza se presenza di peli facciali, specialmente al livello dei bordi della mascherina. Raddoppiare di vigilanza nel momento in cui l'adattate al viso al fine di verificare che non sia possibile respirare un'aria non filtrata dalla mascherina. Fare riferimento alle istruzioni di installazione di seguito.

**6.** La mascherina 2130 è più indicata per visi di medie dimensioni. Si prega di prendere visione della tabell sotto sulle indicazioni delle misure. L'estensibilità può variare da un utilizzatore all'altro, si prega pertanto di modulare la mascherina sui visi per farla aderire in tutte le sue parti. Si prega di fare riferimento alle istruzioni seguenti prima dell'uso.

**7.** Non tentate mai di modificare questa mascherina che è stata concepita e certificata per la vostra sicurezza. (per esempio : non cambiare gli elastici, non scrivere sulla mascherina, non cambiare la stecchetta nasale, ecc.)


**8.** Questa mascherina è ad utilizzazione unica (marcatura NR sulla mascherina ; Non Riutilizzabile). Dopo massimo 8 ore di utilizzazione continua, distruggere la mascherina. Nessuna operazione di manutenzione dopo l'uso puo' permettergli di riaccquistare le capacità iniziali di protezione. Il lavaggio della mascherina è inutile e potrebbe anche essere pericoloso per l'utente. Non rimettere mai una mascherina che è già stata indossata (anche se per una durata inferiore a otto ore) e poi tolta. Togliere la mascherina non appena si risentono difficoltà respiratorie (affanno, mal di testa), indipendentemente dalla durata dell'indossamento.

**9.** Affinché conservino tutte le loro caratteristiche, conservare le mascherine in un ambiente dove l'umidità massima è del 70% e ad una temperatura compresa tra -25°C e +40°C. X anni dopo la sua data di fabbricazione (vedere la data di fabbricazione e di scadenza sull'imballaggio nonché la marcatura EXP AAAA/MM sulla mascherina), la mascherina è da considerare scaduta, e non potrà più essere utilizzata senza rischi, bisogna dunque distruggerla.

**10.** In ogni caso e malgrado ogni cura apportata al confezionamento di questa mascherina di protezione respiratoria, spetta solo all'utente (e in alcun caso al fabbricante) assicurarsi dell'adeguamento della mascherina alle caratteristiche dell'ambiente in cui essa verrà utilizzata. Il fabbricante non può garantire una durata di utilizzazione precisa vista l'assenza di conoscenza circa l'ambiente nel quale la mascherina verrà conservata a partire dal momento in cui esce dalla fabbrica e delle caratteristiche dell'ambiente in cui essa verrà utilizzata (temperatura, pressione, igrometria, concentrazione delle particelle da filtrare, morfologia dell'utente, sforzo fisico realizzato, ecc..)

**11.** Questa mascherina vi proteggerà solo se seguirrete scrupolosamente tali consigli e le istruzioni per l'uso descritte qui di seguito :

Per FFP3 NR ref 2130	A+B+C
Dimensioni facciali massimo (mm)	380

**COME INDOSSARE LA MASCHERINA**

Verificate la presenza della barretta nasale e modularla senza forare la superficie esterna. Verificate la presenza e la saldatura degli elastici nucali. Afferrate la mascherina e aprirete le 2 parti piegate, con altra mano afferrate gli elastici, allungarli fino a farli passare dietro la testa. L'elastico inferiore deve essere posizionato sotto le orecchie (nucale) mentre quello superiore deve essere posizionato sopra le orecchie.

Aggiustate la mascherina sul viso sistemando la stecchetta nasale contro la parete del naso. Con un pollice e un indice, continuare a dare forma alla stecchetta affinché si aggiusti perfettamente al naso e che non lasci passare l'aria tra la mascherina e il viso.

Aggiustate con cura tutto il perimetro della mascherina ai contorni del viso e assicuratevi che l'aria venga filtrata. Se la tenuta della mascherina sul viso non è buona, si possono aggiustare gli elastici realizzando un nodo permettendo così una buona aderenza della mascherina sul viso. Seguendo tale istruzione, che permette un buon aggiustamento, l'efficacia della mascherina è reale e la salute dell'utente è salvaguardata. Siete pregati di prestare la massima attenzione alla suddetta operazione.

Se necessario, non esitate ad aggiustare ulteriormente gli elastici. Queste mascherine sono state concepite per permettere l'indossamento degli occhiali : consigliamo di posizionare gli occhiali al livello della stecchetta nasale, al di sopra della mascherina.

Infine, pogiate le mani sui contorni della mascherina e respirate. Se realizzando tale gesto non si sente aria, significa che la mascherina è ben posizionata ed possibile cominciare ad utilizzarla. Se si sente passare l'aria sui contorni, ricominciate l'operazione di aggiustamento indicata sopra, una sola ed unica volta. Se non si riesce ad ottenere una buona aderenza, togliere la mascherina e buttarla via.

**QUANDO BUTTARE LA MASCHERINA ?**

- Dopo ogni utilizzazione (fine lavoro, dopo aver tolto la mascherina, dimostrazione d'indossamento, ecc...)

- Se si notano difetti sulla mascherina (stecchetta nasale non saldata o che abbia bucato il materiale, elastici difettosi o mancati, contorni della mascherina non saldati, marcatura non conforme).

- Se non si riesce ad ottenere un'aderenza dopo massimo due prove.

- Se si risentono vertigini, affanni, capogiri, mal di testa o altri sintomi durante l'indossamento della mascherina.

- Se un difetto della mascherina sopravvive durante l'indossamento (rottura dell'elastico).

**Significato dei pictogrammi sull'imballaggio :**

Sadenzia stocaggio  
Formato AAAA/MM

Intervallo di temperatura delle condizioni di stocaggio  
Formato AAAA/MM

Umidità massima relativa di stocaggio  
Vedere la nota informativa del fabbricante


**REF** Referenza prodotto

Data di fabbricazione  
Formato AAAA/MM

**LOT** Numero del lotto di produzione

**Revisione del tipo de la UE por :** APAVE SUDEUROPE SAS

CS60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - France

**Control de fabricación por:** QUINTIN Certifications (n°2927) 825 Route de Romans - 38160 St-Antoine-l'Abbaye - France


Medio filtrato contra particulas EN149: 2001 - A1: 2009

Conforme al Reglamento EPI 2016/425,

Declaración de cumplimiento de la UE disponible en: www.inspire-protection.fr/declarations-de-conformite/

Riferimento	classe
2120L	FFP2 NR
2130	FFP3 NR

**ADVERTENCIA - Para ser leído y entendido antes de cualquier uso.**

La mascarilla respiratoria de un solo uso que ha adquirido está diseñada para proteger de partículas sólidas y líquidos, así como de fibras no tóxicas. Una máscara certificada según EN149: 2001 + A1: 2009 está clasificada necesariamente en tres categorías FFP1 - FFP2 o FFP3. Sólo la marca en la máscara puede decirte con seguridad la clase protectora de la máscara.

**1.** No debe utilizar esta mascarilla protectora respiratoria sin definir primero el entorno en el que evolucionará para validar con precisión que se adapte a sus necesidades. Si no sigue esta directriz, puede poner en peligro su salud o incluso su vida. No dude en llamar a un profesional (responsable de la seguridad en el trabajo, así como un médico ocupacional) para ayudar a definir la protección que necesita.

**2.** El incumplimiento de las instrucciones puede comprometer su salud. Gracias por respetarlas escrupulosamente.

**3.** Esta máscara no proporciona oxígeno, debe usarla en un lugar suficientemente ventilado. Si el aire es inferior al 17%, experimentará rápidamente mareos o dificultad para respirar. Entonces es obligatorio volver a una zona bien ventilada con el fin de evitar dolores más agudos.

**4.** Nunca use esta máscara si no sabe exactamente la naturaleza de los tóxicos que probablemente encontrarán. No la use especialmente si se enfrenta a productos o atmósferas explosivas. Esta máscara no protege contra gases y vapores.

**5.** La máscara es menos adecuada para personas con barba: será difícil obtener un sellado con la presencia de vello facial, especialmente en los bordes de la máscara. Esté más atento al ajustarla a su cara para validar que no es posible respirar aire que no ha sido previamente filtrado por la máscara. Consulte las instrucciones de instalación a continuación.

**6.** La máscara 2130 es más adecuada para caras medianas. Por favor, consulte la tabla de tallas a continuación para conocer las recomendaciones sobre las dimensiones de la cara. El ajuste correcto de la mascarilla puede variar de un usuario a otro, por lo que ajuste cuidadosamente la mascarilla para garantizar un sellado adecuado en la cara antes de utilizarla. Por favor, consulte las siguientes instrucciones antes de su uso.

**7.** No intente jamás modificar esta máscara que ha sido diseñada y certificada para su seguridad. (por ejemplo, no cambie los elásticos, no ponga nada en la máscara, no cambie la barra, etc.)


**8.** Esta máscara es para un uso solo (marca NR en la máscara: No Reutilizable). Despues de un máximo de 8 horas de uso continuo, destrúyela. Ninguna operación de mantenimiento puede permitir recuperar sus capacidades de protección después de su uso. Lavar la máscara es innecesario e incluso puede ser peligroso para usted. No ponga una máscara usada (incluso por menos de 8 horas) en su cara que ya se haya quitado. También retírela tan pronto como tenga dificultad para respirar (dificultad para respirar, dolores de cabeza), independientemente del tiempo que esté usando.

**9.** Mantenga sus máscaras en una humedad máxima del 70% a una temperatura entre -25 y +40 grados Celsius. Despues de x años después de la fecha de fabricación (ver fecha de fabricación y límite de uso en el embalaje, así como en el EPI (nota EXP AAAA/MM en la máscara)), tenga en cuenta que esta máscara está obsoleta, ya no puede utilizarse de forma segura, y destrúyela.

**10.** En cualquier caso y a pesar de todo el cuidado tomado en la fabricación de esta mascarilla protectora respiratoria, depende del único usuario (y en ningún caso del fabricante) asegurarse de que la máscara se ajuste a las características del entorno donde se utilizará. El fabricante no puede garantizar una duración precisa de uso dada la falta de conocimiento sobre el entorno en el que se ha almacenado la mascarilla desde su salida de fábrica y las características del medio en el que se utilizará (temperatura, presión, humedad, concentración de partículas a filtrar, morfología del usuario, esfuerzos físicos realizados, etc.).

**11.** Esta máscara sólo le protegerá correctamente si sigue estas recomendaciones escrupulosamente y los términos de uso descritos a continuación:

Para FFP3 NR ref 2130	A+B+C
Dimensiones máximas de la cara (mm)	380

**COLOCACIÓN DE LA MÁSCARA**

Verifique que la pinza nasal esté presente y que no se haya perforado el filtro. Verifique que haya dos gomas elásticas debidamente selladas a la máscara. Sostenga la máscara y ábrala los dos pliegues. De forma a la pinza nasal con los dedos pulgar e índice. Con la otra mano, agarre las dos gomas elásticas, estírelas y páselas por detrás de su cabeza. La goma inferior debe colocarse debajo de las orejas y la goma superior debe colocarse en la parte superior del cráneo, por encima de las orejas.

Finalmente tome la segunda correa y pásela arriba de la parte superior del cráneo, posicionándola por encima de las orejas. Ajuste la máscara en la cara colocando la barra nasal contra la pared de la nariz. Con un pulgar y un dedo índice, continúe con la deformación de la barra para que se ajuste perfectamente a la nariz y no permita que el aire pase entre la máscara y la cara.

A continuación, tómese el tiempo para ajustar todo el perímetro de la máscara a cada contorno de su cara para asegurarse de que ningún punto de aire sin filtrar pueda subir. Si la impermeabilización de la máscara en la cara no es óptima, es posible ajustar los elásticos haciendo un nudo permitiendo un buen sellado de la máscara en la cara. De la precaución tomada a este nivel del ajuste de la máscara dependerá su eficacia real y por lo tanto la salud del usuario. Gracias por prestar la máxima atención a esto.

No dude en revisar el ajuste de las correas elásticas si es necesario. Estas máscaras han sido diseñadas para permitir el uso de gafas: recomendamos que las gafas se coloquen sobre la máscara, en la barra nasal.

Por último, coloque sus manos en los contornos de la máscara y exhala. Si no siente aire cuando hace este gesto, entonces su máscara está bien posicionada, puede empezar a usarla. Si siente que el aire pasa sobre los contornos, repita el ajuste según el método anterior sólo una vez. Si no puede conseguir una impermeabilización, quite la máscara y deseche la.

**CUANDO TIRAR SU MÁSCARA?**

Después de cualquier uso (fin de trabajo, cuando quita su máscara, demostración de configuración, etc.)

Si observa defectos en la máscara (por ejemplo, barra nasal sin soldar o perforando la materia, elásticos defectuosos o faltantes, contornos de máscara que no pegan, marcado no conforme).

Si no puede conseguir una impermeabilización después de dos intentos

Si experimenta mareos, dificultad para respirar, dolores de cabeza u otros dolores más agudos mientras usa una máscara

Si aparece un defecto en la máscara durante el uso (por ejemplo, elástico que suelta)